



# МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА

Уполномоченный импортер и дистрибьютор HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG в России



# Да будет СВЕТ.



Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany

E-Mail: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com) • [www.ttt-gmbh.com](http://www.ttt-gmbh.com)

Tel: +49 151 15353792

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland**

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия**

Уполномоченный представитель, импортер и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: [medtextst@yandex.ru](mailto:medtextst@yandex.ru)



## Смотровая лампа HEINE EL 10 LED®

Яркая во всех смыслах с LED<sup>HQ</sup>-освещением



LED IN HEINE QUALITY.



Смотровая лампа EL 10 LED отличается абсолютно однородным пятном освещения. Интенсивность света плавно регулируется. Диаметр светового пятна настраивается в пределах от 8,5 до 14 см. Рабочее расстояние – 30 см. Управление с помощью эргономичной рукоятки позволяет быстро настраивать яркость и размер пятна. Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает коаксиальное освещение, особенно в сложных рабочих условиях.

- ⋆ **Яркий однородный свет.** Превосходное освещение в любой ситуации. Беспрепятственный обзор слухового канала и барабанной перепонки.
- ⋆ **Есть технология LED. А есть LED<sup>HQ</sup>.** HEINE установил новый стандарт, согласно которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально высокого индекса цветопередачи. **Это то, что мы называем технологией LED с качеством HEINE – или LED<sup>HQ</sup>.**
- ⋆ **3 различных варианта крепления.** Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на передвижном штативе.
- ⋆ **Монолитная конструкция.** Надежность эксплуатации и мощное освещение в течение многих лет.
- ⋆ **Гигиеничность.** Простота и эффективность очистки и дезинфекции.
- ⋆ **Гибкая ножка.** Простая и быстрая установка в нужное положение.
- ⋆ **Система электрического контроля** осуществляет мониторинг состояния прибора и гарантирует безопасность.

Смотровая лампа EL 10 LED	LED
С настенным креплением [ 01 ]	<b>J-008.27.001</b>
С зажимом для крепления к столешнице [ 02 ]	<b>J-008.27.002</b>
С передвижным штативом на металлическом основании [ 03 ]	<b>J-008.27.003</b>
Зажим для крепления лампы EL 10 LED к столешнице	<b>J-000.27.013</b>
Передвижной штатив с металлическим основанием и креплением для лампы EL 10 LED (высота 80 см)	<b>Y-096.50.010</b>
Крепление лампы к передвижному штативу [ 04 ]	<b>J-000.27.014</b>



Смотровая лампа HEINE EL3 LED


Яркое светодиодное освещение по технологии LED<sup>HQ</sup>

**LED<sup>HQ</sup>**  
LED IN HEINE QUALITY.



- ⚡ **Исключительная яркость.** EL3 LED обеспечивает яркое освещение без теней точно на исследуемой области.
- ⚡ **Есть технология LED. А есть LED<sup>HQ</sup>.** HEINE установил новый стандарт, согласно которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально высокого индекса цветопередачи. **Это то, что мы называем технологией LED с качеством HEINE – или LED<sup>HQ</sup>.**
- ⚡ **Освещение без теней.** Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает удобное, точное позиционирование, особенно в сложных ситуациях. Оптимальное расположение позволяет устранять нежелательные тени в пятне освещения.
- ⚡ **Не требует технического обслуживания,** простая в очистке. Закрытая конструкция головки Cool-Touch делает дезинфекцию простой и безопасной.
- ⚡ **Оптимальное позиционирование.** Лёгкая головка и упругая гибкая ножка позволяют быстро установить лампу в необходимое положение и направить свет именно туда, где он необходим.
- ⚡ **Различные варианты крепления.** Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на передвижном штативе.

Смотровая лампа EL3 LED	LED
С настенным креплением [ 01 ]	J-008.27.011
С зажимом для крепления к столешнице [ 02 ]	J-008.27.013
С передвижным штативом на металлическом основании [ 03 ]	J-008.27.014
Зажим для крепления лампы EL3 LED к столешнице	J-000.27.013
Передвижной штатив с металлическим основанием и креплением для лампы EL3 LED (высота 80 см)	Y-096.50.010
Крепление лампы к передвижному штативу [ 04 ]	J-000.27.014



## Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE. Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.



### Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры. Для получения подробной информации посетите сайт [www.heine.com](http://www.heine.com).

### Условия гарантии для отдельных продуктов:

#### Дерматоскоп HEINE iC1

HEINE предоставляет 5-летнюю гарантию только в том случае, если продукт был приобретен у авторизованного дилера и зарегистрирован в течение 6 месяцев с даты покупки. Для регистрации перейдите по ссылке [www.heine.com/register](http://www.heine.com/register). Гарантия распространяется на дефекты конструкции, материалов и изготовления. Эта гарантия не распространяется на аккумулятор и чехол для мобильного телефона.

#### Фиброоптические ларингоскопы HEINE

**Клиники ларингоскопа имеют расширенную 10-летнюю гарантию** на отсутствие дефектов материала, обработки и изготовления, для лезвий, изготовленных 01.01.2020 или позже или с серийным номером SN1105228000 или выше. Предоставляется 10-летняя гарантия того, что выходная мощность не упадет ниже 1000 люкс даже после повторных циклов автоклавирования (из расчета 4000 циклов при 134 °C/4 мин). Гарантия распространяется на лезвия ларингоскопа HEINE Classic+ после очистки, дезинфекции и/или стерилизации, в соответствии с инструкциями по переработке. На ларингоскопические лезвия HEINE Classic+ F.O., изготовленные до 01.01.2020, и на лезвия FlexTip+ распространяются те же условия гарантии, которые указаны выше, с 5-летним гарантийным периодом.

#### HEINE GAMMA G-series

На сфигмоманометры HEINE Gamma G7 и HEINE Gamma XXL LF распространяется расширенная гарантия – 10 лет на отсутствие дефектов материала, обработки и конструкции. Изнашиваемые детали и метрологический контроль не включены.

#### \*HEINE Cube

На Cube HEINE предоставляется гарантия 2 года.

#### \* Видеоларингоскоп HEINE visionPRO

На видеоларингоскоп HEINE visionPRO компания HEINE предоставляет 2-летнюю гарантию.

## Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

### Уважаемые коллеги!

Мы, компания TTT HealthCare GmbH, Генеральный партнёр в России и других странах СНГ немецкой фирмы HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, просим Вас ознакомиться с условиями гарантии на диагностические инструменты и оборудование производства HEINE.

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE.

Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

### Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по следующим причинам: • эксплуатация с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;

- механическими повреждениями медицинского изделия или его принадлежностей;
- включение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии;
- разборка, не предусмотренная руководством по эксплуатации, или любое другое постороннее вмешательство в конструкцию изделия, в том числе ремонт, произведенный не уполномоченным на это персоналом;
- использование неоригинальных устройств и комплектующих, а также расходных материалов;
- проникновение жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия, умышленная порча;
- повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии и пр.

**Каждый потребитель, любое государственное или частное ЛПУ, которое приобрело продукцию HEINE у авторизованного дистрибьютера, имеет право получить полную заводскую гарантию на 5 лет. Для получения гарантийного талона завода-изготовителя необходимо сообщить серийный номер и наименование приобретенного инструмента Генеральному партнёру HEINE в России и СНГ, в компанию TTT HealthCare GmbH: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com)**

## Товарная марка



AllSpec  
BETA  
DELTA  
FlexTip  
GAMMA  
HEINE  
HEINE AllSpec  
HEINE BETA  
HEINE Easyclean  
HEINE EL 10 LED  
HEINE OMEGA  
HEINE SIGMA  
HEINE XHL  
HEINE XHL Halogen  
mini 3000  
OMEGA  
ParaStop  
SANALON  
SIGMA  
UniSpec  
XHL

Многие продукты HEINE защищены международными патентами и зарегистрированными образцами, в том числе:

BETA 400  
EN 50 / mPack  
EN 50 UNPLUGGED  
GAMMA G  
i-View  
LED Laryngoscope Handle  
LoupeLight 2  
mini NT  
mini 2Z Battery  
mini 3000 Battery Handle  
mPack UNPLUGGED  
SIGMA 250  
Stepless dimming  
XP Handle Shell

**В силу специфических национальных правил некоторые продукты могут быть недоступны в Вашей стране.**

© HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Printed in Germany, 11.2022

Вся информация, спецификации и иллюстрации, содержащиеся в этом каталоге, основаны на самой последней информации о продукте, доступной на момент публикации.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG не исключает возможность ошибок и пропусков, а также оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн в любое время без предварительного уведомления. Этот документ нельзя копировать, перепечатывать или воспроизводить в любой форме полностью или частично без письменного согласия HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.

Пожалуйста, соблюдайте Общие положения и условия HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Общие положения и условия см. на сайте: [www.heine.com](http://www.heine.com)



Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ  
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany  
E-Mail: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com) • [www.ttt-gmbh.com](http://www.ttt-gmbh.com)  
Tel: +49 151 15353792

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland**

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия**

Уполномоченный представитель, импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: [medtextst@yandex.ru](mailto:medtextst@yandex.ru)



# QUALITY made in GERMANY.

Как мировой лидер в производстве основных диагностических инструментов с персоналом более 500 сотрудников HEINE Optotechnik уже более 70 лет остаётся на 100% семейным предприятием. Мы продолжаем разрабатывать и изготавливать инструменты HEINE на наших предприятиях в Германии, где накопленный десятилетиями опыт и мастерство сочетаются с самыми современными технологиями производства.

Наша продукция представлена более чем в 120 странах мира, наши филиалы работают в США, Канаде, Австралии и Швейцарии, мы сотрудничаем с 3000 представительств, импортёров и специализированных дилеров.

Мы ждём Ваших отзывов и хотели бы узнать о Вашем мнении, предпочтениях и предложениях относительно нашей продукции.



■ HEINE SUBSIDIARY COMPANIES & REPRESENTATIVES

**TTT HealthCare**

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ  
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany  
E-Mail: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com) • [www.ttt-gmbh.com](http://www.ttt-gmbh.com)  
Tel: +49 151 15353792

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland**

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия**

Уполномоченный представитель, импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: [medtexst@yandex.ru](mailto:medtexst@yandex.ru)

